Les den oppdaterte guiden på nettet:
https://diabetes.newstargeted.com/guider/

Facebook Filer: PDF-er i YpsoPump Norge Filer

Ikke offisiell: YpsoPump Norge - Brukergruppe på Facebook er en uoffisiell brukergruppe, ikke en offisiell kanal for Ypsomed eller CamDiab. DIY på eget ansvar.

Oppsett: blodsukker på iPhone, låst skjerm og CarPlay

Opprinnelig forfatter: Leif Kristian Vorland
Oppdatert: 28/10/2026 (klarere steg, samme skjermbilder)
Mål: Vise blodsukker fra CamAPS FX (Android) på en iPhone for pårørende, låst skjerm og Apple CarPlay. Gratis DIY-løsning.

Advarsel: All bruk av guide og apper skjer på eget ansvar. Dette er ikke medisinsk råd. Pumpetelefonen med CamAPS FX er fortsatt behandlingsenheten.

Ikke offisiell: YpsoPump Norge - Brukergruppe på Facebook er en uoffisiell brukergruppe, ikke en offisiell kanal for Ypsomed eller CamDiab.

PDF-er i YpsoPump Norge Filer

Oversikt

```
CamAPS FX (Android) → xDrip+ (Companion) → Gluroo Nightguard → iPhon
```

Løsningen er laget for iPhone-brukere som vil følge en person med YpsoPump / CamAPS FX uten å bytte til Android som følge-telefon. Tilsvarende kan testes mot

Android-følger, men fokuset her er iPhone.

Merk om Apple Watch: Opprinnelig forfatter hadde ikke testet Watch personlig. I YpsoPump Norge spør mange om Apple Watch. Gluroo-varsler og låst-skjerm-oppsett kan gi verdier på Watch hos noen. Verifiser på din modell. **Bolus fra Apple Watch støttes ikke** av CamAPS FX.

Krav

- Android-telefon med **CamAPS FX** (bruker / PWD)
- Google Play (mmol/L): CamAPS FX
- App Store (mmol/L): CamAPS FX
- **xDrip+** på samme Android-telefon (ikke Google Play)
- GitHub: NightscoutFoundation/xDrip
- Stabil APK: xdrip-plus-latest.apk
- iPhone med **Gluroo**
- App Store: Gluroo Diabetes Logger
- Google Play (valgfritt / Android-følger): Gluroo
- E-post eller annen sikker måte å overføre lang Nightguard-kode mellom telefonene
- Valgfritt: CarPlay, Always On Display (iPhone 14 Pro / 15 / 16-serien)


Steg 1 til 3: xDrip+ på Android

1. På Android-telefonen som kjører CamAPS FX: last ned **xDrip+** (APK, ikke Google Play).
   - GitHub: NightscoutFoundation/xDrip
   - Stabil APK: xdrip-plus-latest.apk
2. Godkjenn installasjon fra ukjente kilder om du blir spurt.
3. Bekreft at xDrip+ er stabil (testet over flere måneder av opprinnelig forfatter).



Steg 4: Companion App


1. I xDrip+: **Innstillinger** → **Datakilde**.
2. Velg **Companion App**.
3. Bekreft at BG fra CamAPS FX vises i sanntid i xDrip+.
4. Juster alarmer/lyder i xDrip+ etter behov (kan være annerledes enn CamAPS FX).




Sjekkpunkt: xDrip+ må fungere før du går videre (ca. 1/3 av oppsettet).

Steg 5 til 7: Gluroo på iPhone

1. Installer **Gluroo** fra App Store (Gluroo Diabetes Logger). Android-følger kan bruke Google Play.
2. Lag brukerprofil. Bruk **kort visningsnavn** (én bokstav eller emoji) for ryddig låst-skjerm.
3. Fullfør pålogging / profil.





Steg 8: Enheter i Gluroo

Gå til meny → **Enheter**. Tre faner:


Fane	Valg
CGM	**Ingen** (nederste alternativ)
Penn / pumpe	**DIY-løkke**
Annen	**Ja, dette er PWD-enheten**

Under **Gluroo Global Connect**: trykk **Kopiere** (se neste steg for Nightguard).



Steg 9: Nightguard (iOS)

1. Velg alternativet **Nightguard (iOS)**.
2. Trykk **Kopiere** for adresse/kode.




Steg 10: Send koden trygt

Koden er svært lang. Ikke skriv den manuelt.

1. Lim inn i e-post til deg selv (eller annen sikker kanal begge telefonene har).
2. Åpne e-posten på Android-telefonen.
3. Kopier koden derfra.

Steg 11: Lim inn i xDrip+

1. På Android i xDrip+: **Meny** → **Innstillinger** → **Opplasting til nettskyen**.
2. Velg **Nightscout-synkronisering**.
3. Trykk **Base-URL**.
4. Lim inn koden du sendte på e-post.
5. Bekreft at valgene matcher skjermbildet (synkronisering på).




Steg 12: Vent på synk

Det kan ta **opptil 20 minutter** før Gluroo viser data. Vær tålmodig før du feilsøker.

Steg 13: Gluroo-visning (låst skjerm og CarPlay)


1. I Gluroo: **Innstillinger**.
2. Finn fanen for låst skjerm / varsler.
3. Aktiver ønsket visning. På iPhone med Always On kan Gluroo vise push med aktuell BG.
4. Sett opp **kalendervarsling** (iCal) etter skjermbildet. Det er dette som typisk gir BG på **CarPlay**.



Apple Watch: Hvis Watch er paret med iPhonen, kan Gluroo-varsler dukke opp der. Test selv. Dette erstatter ikke behandling på CamAPS FX.

Steg 14: Ferdig

Når verdier vises på iPhone (og eventuelt CarPlay), er oppsettet komplett. Det kan kreve noen forsøk første gang.



Lykke til.
Opprinnelig: Leif Kristian Vorland

Feilsøking (kort)

- Ingen data i Gluroo etter 20 min: sjekk Base-URL i xDrip+, nett på begge telefoner, og at Companion fortsatt er aktiv.
- CarPlay mangler BG: sjekk kalendervarsling / iCal-valg i Gluroo.
- xDrip+ stopper: fjern batterioptimalisering på Android.

Original-PDF og andre filer: PDF-er i YpsoPump Norge Filer

Les den oppdaterte guiden på nettet:
https://diabetes.newstargeted.com/guider/

Laget for YpsoPump Norge av News Targeted (DiabetesTech Hub).

YpsoPump Norge - Brukergruppe på Facebook er en uoffisiell brukergruppe, ikke en offisiell kanal for Ypsomed eller CamDiab. DIY-veiledninger på eget ansvar; ikke medisinsk råd.

https://diabetes.newstargeted.com/guider/ https://diabetes.newstargeted.com/

https://newstargeted.com/