Blodsukker på Galaxy Watch via xDrip+ og G-Watch Wear

Kortguide basert på erfaringer i YpsoPump Norge - Brukergruppe (uoffisiell).



CGM ◀ CamAPS FX ◀ xDrip+ ◀ G-Watch ◀ Galaxy Watch

Advarsel: Bruk på eget ansvar. CamAPS FX (Android eller iPhone) er fortsatt behandlingsappen.

Ikke offisiell: YpsoPump Norge - Brukergruppe er ikke en offisiell Ypsomed- eller CamDiab-kanal.

Designede bildesider (midlertidig til Canva-eksport).

Oppdatert per 04.11.2026 kl. 22:57. Nye modeller kan mangle. Sjekk produsenten før kjøp.

Lenker (side 1) - klikkbare

YpsoPump Norge - Brukergruppe

PDF-er i YpsoPump Norge Filer

Offentlig HTML-guide (Galaxy)

Om denne guiden

Når denne stien passer: Du har (eller vil ha) Samsung Galaxy Watch / Wear OS og vil se blodsukker på håndleddet. CamAPS FX kan kjøre på Android eller iPhone; denne DIY-stien bruker xDrip+ på Android mot G-Watch Wear.

For Garmin: bruk Garmin-guiden i stedet.

Flyt: CGM → CamAPS FX → xDrip+ → G-Watch Wear → Galaxy Watch.

Krav

- CamAPS FX på Android eller iPhone (mmol/L)
- xDrip+ APK på Android med Companion App (ikke Google Play)
- Galaxy Watch (testet i gruppen med Galaxy Watch 5)
- G-Watch Wear (eller tilsvarende Wear-app som leser fra xDrip+)
- Wear OS / Galaxy Wearable ferdig paret

Tips

Flere har gått over til Samsung som både pumpetelefon og følgetelefon for enklere Wear-oppsett.

Lenker (side 2) - klikkbare

CamAPS FX (Google Play)

CamAPS FX (App Store)

xDrip+ GitHub

xDrip+ stabil APK

G-Watch Wear (Google Play)

Garmin-guiden (alternativ)

Steg for steg

1

CamAPS FX

Bekreft at CamAPS FX viser korrekte CGM-verdier på telefonen.

2

Installer xDrip+

Installer xDrip+ APK på samme telefon (GitHub / stabil APK).

3

Companion App

Sett datakilde til Companion App (samme mønster som Garmin-guiden).

4

Verifiser xDrip+

Bekreft at verdier oppdateres i xDrip+. Slå av batterioptimalisering for xDrip+.

5

G-Watch Wear

Installer G-Watch Wear fra Google Play og følg oppsett for xDrip+-kilde.

6

På klokka

Åpne G-Watch / tilhørende flis. Du skal se verdi og gjerne graf.

Lenker (side 3) - klikkbare

CamAPS FX (Google Play)

xDrip+ GitHub

xDrip+ stabil APK

G-Watch Wear (Google Play)

Tips fra gruppen

Forsinkelse på noen minutter er vanlig (som på Garmin).

Hvis verdier forsvinner: åpne xDrip+, sjekk Bluetooth, og at Wear-appen fortsatt er koblet.

Hold xDrip+ og G-Watch oppdatert; menyvalg kan endre seg etter Wear OS-oppdateringer.

Skjermbilder fra Garmin/iOS-PDF-ene gjelder ikke her. Bruk appens egen hjelp for detaljerte menyer.

Begrensninger

- Dette er DIY. Oppdateringer av Wear OS, xDrip+ eller G-Watch kan endre menyvalg.
- Bolus fra klokke er ikke en CamAPS FX-funksjon.
- CamAPS FX (Android eller iPhone) forblir behandlingsappen.

Lenker (side 4) - klikkbare

G-Watch Wear (Google Play)

Offentlig HTML-guide (Galaxy)

Programvarestøtte / levetid

Sjekk Samsung-støtte før kjøp. Klokka kan starte etter EOS, men G-Watch / CGM-apper kan slutte når Wear OS-oppgraderinger eller sikkerhetsoppdateringer er over.

Oppdatert per 04.11.2026 kl. 22:57. Nye modeller kan mangle. Sjekk produsenten før kjøp.

Wear OS-oppgraderinger (veiledende)

Watch 4 / 4 Classic	OS til ca. des 2025 (avsluttet)
Watch 5 / 5 Pro	OS til ca. des 2026; sikkerhet inn i 2027
Watch 6 / 6 Classic	OS til ca. des 2027; sikkerhet ~ett år til
Watch FE	OS til ca. des 2028
Watch 7 / Ultra	Støttet (senere enn 2028)
Watch 8 / 8 Classic	Støttet (ofte sitert gjennom 2029)
Watch 9 / Ultra 2	Nyere policy: 5 OS + 5 år sikkerhet

- Policy siden Watch 4: typisk 4 OS-løft + ca. 5 år sikkerhet (Watch 9+: 5 OS).
- Kilder: endoflife.date + BGR (sep 2026). Samsung overstyrer ved avvik.
- Brukt Watch 5 er nær slutten av OS-vinduet i 2026.

Lenker (side 5) - klikkbare

endoflife.date: Samsung Galaxy Watch

BGR: Galaxy Watch software support 2027

G-Watch Wear (Google Play)

Oppsummering

Én oversikt over stien til Galaxy Watch-visning. Bruk denne siden som sjekkliste.

Telefon

CamAPS FX viser korrekt CGM. xDrip+ Companion App mottar verdier. Batterioptimalisering av for xDrip+.

Klokke

Galaxy Watch paret via Wearable. G-Watch Wear installert og satt til xDrip+-kilde. Sjekk programvarestøtte før kjøp.

Kontroll

Verdi (og gjerne graf) synlig på klokka. Ved brudd: åpne xDrip+ og sjekk Bluetooth/Wear.

Oppdatert per 04.11.2026 kl. 22:57. Nye modeller kan mangle. Sjekk produsenten før kjøp. Relatert: Garmin via xDrip+, iPhone/CarPlay via Gluroo. Hub: diabetes.newstargeted.com/guider/ · Kim Birkeland Skorgenes

Lenker (side 6) - klikkbare

Garmin via xDrip+

iPhone / CarPlay via Gluroo

CamAPS Liberty FAQ

Offentlig HTML-guide

PDF-er i YpsoPump Norge Filer

Alle lenker

CamAPS Canva-guide: galaxy-watch

Bildesidene er PNG; URL-tekst i bildet er ikke klikkbar. Bruk lenkene under (eller i sidefot) for ekte destinasjoner.

· YpsoPump Norge - Brukergruppe

· PDF-er i YpsoPump Norge Filer

· Offentlig HTML-guide (Galaxy)

· CamAPS FX (Google Play)

· CamAPS FX (App Store)

· xDrip+ GitHub

· xDrip+ stabil APK

· G-Watch Wear (Google Play)

· Garmin-guiden (alternativ)

· endoflife.date: Samsung Galaxy Watch

· BGR: Galaxy Watch software support 2027

· iPhone / CarPlay via Gluroo

· CamAPS Liberty FAQ

· Offentlig HTML-guide

· News Targeted DiabetesTech Hub